

Medtronic GmbH · Postfach 1444 · 40639 Meerbusch

Kundeninformation
Diabetologische Fachpraxen

Meerbusch, 23. Oktober 2019

Kompatibilität der MiniMed™ 670G Insulinpumpe mit anderen CGM-Systemen

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus gegebenem Anlass möchten wir Sie mit diesem Schreiben darauf hinweisen, dass unsere MiniMed™ Insulinpumpen die CE-Zertifizierung ausschließlich für die Verwendung mit den CGM-Systemen/Sensoren von Medtronic besitzen. Wir bitten Sie, anderweitigen Aussagen anderer Unternehmen im deutschen Markt keinen Glauben zu schenken. Die Kompatibilität unserer Pumpen, Transmitter und Sensoren gilt für all unsere Insulinpumpen, speziell jedoch für unser neues MiniMed™ 670G System.

Die Verwendung anderer, nicht für das MiniMed™ 670G System zugelassener Zubehörprodukte kann die Funktionsfähigkeit und die Sicherheit unseres Systems negativ beeinflussen. Hierzu verweisen wir ausdrücklich auf unsere Bedienungsanleitung:

- „... Der Sensor ist so ausgelegt, dass er ausschließlich mit dem Guardian™ Link (3) Transmitter funktioniert. Dieser ist nicht gegen Transmitter und Aufzeichnungsgeräte austauschbar, die nicht mit dem Sensor kompatibel sind. Wenn Sie Ihren Sensor mit einem Transmitter oder Aufzeichnungsgerät verbinden, der oder das nicht für die Verwendung mit dem Sensor zugelassen ist, können die Komponenten beschädigt oder falsche SG-Werte erzeugt werden. ...“ (Seite 17)
- „... Verwenden Sie ausschließlich den Glukosesensor Guardian™ Sensor (3) (MMT-7020) mit dem Transmitter. Verwenden Sie keinen anderen Sensor. Andere Sensoren sind nicht für die Verwendung mit dem Transmitter vorgesehen und beschädigen den Transmitter und den Sensor. ...“ (Seite 25).

Bitte sprechen Sie auch gerne die für Sie zuständigen Kolleginnen und Kollegen im Außendienst an, falls hier weitere Unklarheiten bestehen oder anders lautende Aussagen getätigt wurden.

Vielen Dank und herzliche Grüße



Georg Kerres
Business Unit Director Diabetes
Medtronic GmbH