

Medtronic GmbH · Postfach 1441 · 40639 Meerbusch

Internistische Gemeinschaftspraxis
Herrn Dr. Sven Becker
Thälmannstr. 25
99085 Erfurt

Meerbusch, den 18.12.2018

NEUERUNGEN IM MEDTRONIC CGM-PORTFOLIO

Sehr geehrtes Diabetesteam,

wichtige Veränderungen in unserem Diabetes Produkt-Portfolio stehen bevor, über die wir Sie hiermit gerne informieren möchten. Diese Veränderungen umfassen im Einzelnen:

- Ab 28. Januar 2019: Einführung des **Guardian™ Sensor 3** und des **Guardian™ Link 3 Transmitters** als das neue CGM-System für die Insulinpumpe MiniMed™ 640G
- Ab 28. Januar 2019: Einführung von **CGM Therapiestart-Paketen**, die neben dem Medtronic CGM-System einen Quartalsbedarf Glukosesensoren enthalten

Guardian™ Sensor 3 und Guardian™ Link 3 Transmitter

Wir freuen uns sehr, Ihnen unser neues CGM-System zur Insulinpumpe MiniMed™ 640G anzukündigen, welches ab dem 28. Januar 2019 verfügbar sein wird. Der Guardian™ Sensor 3 ist unser präzisester Sensor, bietet eine Tragedauer von bis zu sieben Tagen, eine kürzere Initialisierungsphase von nur 45 Minuten ab Setzen des Sensors und ist zusätzlich für das Tragen am Arm zugelassen. Der neue Sensor erfordert einen neuen Transmitter (Guardian™ Link 3), um die Kompatibilität mit der MiniMed™ 640G Insulinpumpe zu gewährleisten.

Weitere Details zu den neuen Produkten sowie einen Kompatibilitätsüberblick all unserer CGM-Produkte und Komponenten entnehmen Sie bitte der Produktinformation Guardian™ 3 (Anlage 1).

Bitte beachten Sie, dass der Guardian™ Sensor 3 und der Guardian™ Link 3 Transmitter den Enlite™ Sensor und den Guardian™ 2 Link Transmitter für die MiniMed™ 640G ersetzen werden. **Stellen Sie daher bitte ab dem 28. Januar 2019 sicher, dass Sie Ihren Patienten bei einer CGM-Verordnung zur MiniMed™ 640G Insulinpumpe das neue System verordnen.**

Medtronic

Rezeptvorlagen mit Artikelnummern finden Sie ebenfalls in der Anlage 1 sowie auf unserer Homepage unter www.minimed-fachkreise.de. Bitte denken Sie bei neuen Verordnungen auch weiterhin daran, dass mit den Rezepten ein vollständig ausgefülltes Auftragsformular zur weiteren Auftragsbearbeitung benötigt wird.

Informationen, wann Ihre Patienten, die bereits mit einem CGM-System zur MiniMed™ 640G (Guardian™ 2 Link & Enlite™ Sensoren) versorgt sind, umsteigen können, sowie weitere Fragen und Antworten zu Guardian™ 3 haben wir Ihnen in einem Fragen-und-Antworten-Katalog (Anlage 2) zusammengestellt.

CGM Therapiestart-Pakete

Für all unsere CGM-Produkte führen wir ebenfalls ab Januar 2019 Therapiestart-Pakete ein, welche neben dem Transmitter-Set einen Quartalsbedarf Sensoren (Enlite™ oder Guardian™ Sensor 3) beinhalten. Sie brauchen also nur noch eine Verordnung auszustellen und Ihre Patienten sind bei ihrem Therapiestart mit der kontinuierlichen Glukosemessung direkt für das erste Quartal mit allem, was sie für einen erfolgreichen Start benötigen, versorgt.

Eine Liste mit den Bezeichnungen, den Artikelnummern sowie den Einzelkomponenten aller CGM-Pakete inklusive der neuen CGM Therapiestart-Pakete finden Sie als Anlage 3 zu diesem Schreiben.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieser Neuerungen und wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Adventszeit und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Medtronic Diabetes Team

Anlagen:

1. Produktinformation Guardian™ Sensor 3 und Guardian™ Link 3 mit Rezeptvorlagen für Medtronic CGM-Produkte
2. Fragen-und-Antworten-Katalog zur Umstellung auf Guardian™ 3
3. Artikelliste Medtronic CGM-Produkte

PRODUKTINFORMATION

GUARDIAN™ SENSOR 3 + GUARDIAN™ LINK 3

(Anlage 1)

Medtronic

GUARDIAN™ SENSOR 3 UND GUARDIAN™ LINK 3 - AB 28. JANUAR 2019


Das neue CGM-System ist kompatibel mit der MiniMed™ 640G sowie der MiniMed™ 670G*.

GUARDIAN™ SENSOR 3

- Sensortragedauer bis zu 7 Tage
- Unser präzisester Sensor - mit einer MARD von 8.7%¹
- Kurze Initialisierungsphase von nur 45 Minuten ab Setzen des Sensors^{2,3}
- Indikation für den Arm²

GUARDIAN™ LINK 3 TRANSMITTER

- Überwacht permanent den Zustand und ermittelt die Leistung des Sensors, um eine sichere Insulinabgabe zu gewährleisten¹



KOMPATIBILITÄTSÜBERBLICK		Guardian™ Link 3	Guardian™ 2 Link	MiniLink™
GLUKOSE- SENSOR	Guardian™ Sensor 3	✓	✗	✗
	Enlite™ Sensor	✗	✓	✓
INSULINPUMPEN	MiniMed™ 670G System*	✓	✗	✗
	MiniMed™ 640G System	✓	✓	✗
	MiniMed™ Veo™ System	✗	✗	✓

* MiniMed™ 670G ist in Deutschland noch nicht verfügbar.

REZEPT- VORLAGEN

Für eine reibungslose Bearbeitung bitten wir Sie, die folgenden beispielhaften Rezeptvorlagen zu beachten.
Neuerungen grün markiert.

Krankenname (z.B. Kollerbinger)		Hh. <input type="checkbox"/> Hh. <input checked="" type="checkbox"/> Hh. <input type="checkbox"/> Hh. <input type="checkbox"/>		Arzt-Nr. (in)	
Name, Vorname des Versicherten		Geburtsdatum		Geburtsort	
Kassen-Nr.		Versicherung-Nr.		Stab-Nr.	
Vergütung-Nr.		Vergütung-Nr.		Datum	
Rp. (Bitte Lesart durchstreichen)				Verpackungsgröße	
Insulinpumpe Medtronic MiniMed 640G, Artikelnummer/Maßeinheit zum Start der Insulinpumpentherapie Diabetes mellitus Typ 1					
bbbr		Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes Muster 18 (04.2004)	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer	
2419078Y					

REZEPT FÜR MEDTRONIC INSULINPUMPEN

Artikelnummer Insulinpumpe MiniMed™ 640G:

- MMT-1752 = mg/dl
- MMT-1751 = mmol/l

Bei Insulinpumpenumsteigern oder Folgeversorgungen:

„zur Fortführung der Insulinpumpentherapie“.

REZEPTE FÜR MEDTRONIC CGM

Therapiestarterpakete:

Die Therapiestarterpakete enthalten jeweils einen Transmitter und Sensoren für einen Quartalsbedarf

- CGM Therapiestart Guardian Link 3 (BNDE3000CGMNEU) für MiniMed 640G/670G
- CGM Therapiestart MiniMed Veo (BNDE3000VEONEU)
- Therapiestart Guardian Connect (mit Monitor) (BNDE3000GCMNEU)
- Therapiestart Guardian Connect (ohne Monitor) (BNDE3000GCTNEU)

Transmitterpakete:

Bei Folgeversorgungen „zur Fortführung der kontinuierlichen Glukosemessung“.

- CGM Start-Set Guardian Link 3 (BNDE3000CGMGL3)
- CGM Start-Set MiniMedVeo (BNDE3000CGMVEO)
- CGM Start-Set Guardian Connect (mit Monitor) (BNDE3000STARTGC)
- CGM Start-Set Guardian Connect (ohne Monitor) (BNDE3000TRANSGC)

Sensorenpakete:

- 1 Jahrespaket Sensoren - Guardian für MiniMed 640G/670G (11 x MMT-7020C1)
- 1 Jahrespaket Sensoren - Enlite für Guardian Connect / MiniMed Veo (12 x MMT-7008A)

1 x CGM Therapiestart Guardian Link 3, BNDE3000CGMNEU, zum Start der kontinuierlichen Glukosemessung mit SmartGuard Diabetes mellitus Typ 1					
bbbr		Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes Muster 18 (04.2004)	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer	
2419078Y					

1 x CGM Start-Set Guardian Link 3, BNDE3000CGMGL3, zur Fortführung der kontinuierlichen Glukosemessung Diabetes mellitus Typ 1					
bbbr		Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes Muster 18 (04.2004)	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer	
2419078Y					

1 x Jahrespaket Sensoren Guardian, 11 x MMT-7020C1 zur kontinuierlichen Glukosemessung Diabetes mellitus Typ 1					
bbbr		Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes Muster 18 (04.2004)	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer	
2419078Y					

FRAGEN UND ANTWORTEN

UMSTELLUNG AUF GUARDIAN™ 3

(Anlage 2)

Medtronic

1. **Ab wann kann ich das neue CGM-System Guardian™ 3 für meine Patienten verordnen?**
 - a. Alle Guardian™ 3 Verordnungen, die ab dem 28. Januar 2019 ausgestellt werden und ab dem Zeitpunkt bei uns eingehen, können von uns bearbeitet werden. Ausschlaggebend ist das Ausstellungsdatum der Verordnung. Bitte warten Sie daher noch mit der Verordnung des neuen Systems bis zum 28. Januar 2019.

2. **Was passiert, wenn meine Patienten erst kürzlich eine Verordnung für das bisherige CGM-System (Guardian™ 2 Link & Enlite™) bei Medtronic eingereicht haben?**
 - a. Alle Verordnungen, die vor dem 28. Januar 2019 bei uns für Guardian™ 2 Link und Enlite™ eingehen, werden von uns bearbeitet und als Guardian™ 2 Link und Enlite™ bei der Krankenkasse beantragt und bei Kostenübernahmezusage der Kasse ausgeliefert.
 - b. Alle Verordnungen, die ab dem 28. Januar 2019 für das Guardian™ 2 Link eingehen, werden von uns an den Patienten zurückgeschickt – mit der Bitte, ein Rezept für das neue System zur MiniMed™ 640G (Guardian™ 3) einzureichen.

3. **Wann können meine Patienten, die den Guardian™ 2 Link Transmitter mit Enlite™ Sensoren zur MiniMed™ 640G verwenden, auf die neue CGM-Generation (Guardian™ 3) umsteigen? Bietet Medtronic ein „Wechsel-Programm“ an?**
 - a. Wir informieren alle Bestandskunden, die den Guardian™ 2 Link mit Enlite™ nutzen, über die Einführung des neuen Guardian™ 3 Systems. Folgende Informationen teilen wir diesen Kunden mit:

„**Ausschlaggebend für einen Umstieg auf Guardian™ 3 ist der von Ihrer Krankenkasse genehmigte noch laufende Versorgungszeitraum für Ihre Enlite™ Sensoren.** Die Fortsetzung der Therapie im Anschluss setzt eine Verordnung des Guardian™ Sensor 3 sowie des Transmitters Guardian™ Link 3 voraus.

Damit Sie diesen Zeitpunkt nicht verpassen, werden wir Sie 4-6 Wochen vor Ende Ihres Versorgungszeitraumes mit einem weiteren Schreiben daran erinnern, sich eine neue Verordnung von Ihrem Diabetologen ausstellen zu lassen und diese bei uns einzureichen.“
 - b. Wenn sich der **Guardian™ 2 Link Transmitter** zum Ende des Versorgungszeitraumes für Enlite™ Sensoren noch **in der Garantiezeit** befindet, teilen wir dem Kunden folgendes mit:

„Damit auch Sie bald von den Vorteilen des neuen Systems profitieren, bitten wir Sie, ein Rezept für den Guardian™ Sensor 3 einzureichen. Da Ihr bisheriger CGM-Transmitter, Guardian™ 2 Link, noch in Garantie ist, werden wir Ihnen einen Guardian™ Link 3 Transmitter

kostenfrei zur Verfügung stellen und die noch übrige Garantiezeit Ihres Guardian™ 2 Link auf diesen neuen Transmitter übertragen.“

Das Bild zeigt ein Rezept für ein 1-jähriges Paket Sensoren (Guardian), 11x MMT-7020C1 zur kontinuierlichen Glukosemessung bei Diabetes mellitus Typ 1. Das Rezept enthält das Logo von bbrri, ein Feld für das Abgabedatum in der Apotheke, die Unterschrift des Arztes (Muster 10 (24.2016)) und die Leistungsnummer 2419078V. Ein Feld für die Unfallversicherung oder die Arbeitgebernummer ist ebenfalls vorhanden.

- c. Wenn sich der **Guardian™ 2 Link Transmitter** zum Ende des Versorgungszeitraumes für Enlite™ Sensoren **außerhalb der Garantiezeit** befindet, bitten wir den Kunden, ein neues System verordnen zu lassen:

„Da Ihr bisheriger Transmitter **Guardian™ 2 Link Transmitter** nicht mehr von Medtronic vertrieben wird, benötigen Sie zur Fortsetzung der Therapie ein Rezept für das neue CGM-System (Guardian™ Sensor 3 und Guardian™ Link 3 Transmitter).“

Zwei Rezepte sind dargestellt. Das linke Rezept ist für ein CGM Start-Set Guardian Link 3, BNDE3000CGMGL3, zur Fortführung der kontinuierlichen Glukosemessung mit SmartGuard bei Diabetes mellitus Typ 1. Das rechte Rezept ist für ein 1-jähriges Paket Sensoren (Guardian), 11x MMT-7020C1 zur kontinuierlichen Glukosemessung bei Diabetes mellitus Typ 1. Beide Rezepte enthalten das Logo von bbrri, ein Feld für das Abgabedatum in der Apotheke, die Unterschrift des Arztes (Muster 10 (24.2016)) und die Leistungsnummer 2419078V.

- d. Ein Wechselangebot für Kunden, die den Guardian™ 2 Link Transmitter und eine laufende Enlite™ Versorgung haben, bietet Medtronic nicht an. Erst bei Ende des Enlite™ Versorgungszeitraums ist ein Wechsel möglich.

4. Ist das neue CGM-System Guardian™ 3 auch mit der MiniMed™ Veo oder anderen Medtronic Insulinpumpen kompatibel?

- a. Der Guardian™ Sensor 3 und der Guardian™ Link 3 Transmitter sind das neue CGM-System zur MiniMed™ 640G. Mit vorherigen Pumpenmodellen ist das System nicht kompatibel. Das neue CGM-System wird allerdings mit der nächsten Insulinpumpengeneration MiniMed™ 670G kompatibel sein. Diese ist in Deutschland jedoch noch nicht verfügbar.

5. Kann der Guardian™ Sensor 3 mit dem „alten“ Transmitter Guardian™ 2 Link verwendet werden?

- a. Nein. Der neue Guardian™ Sensor 3 erfordert den neuen Transmitter Guardian™ Link 3, um mit der Insulinpumpe MiniMed™ 640G kommunizieren zu können.

6. Ist der neue Sensor auch mit dem eigenständigen CGM-System Guardian™ Connect kompatibel?

- a. Nein. Der Guardian™ Connect Transmitter ist nicht mit dem neuen Guardian™ Sensor 3 kompatibel. Eine Kompatibilitätsübersicht können Sie der Produktinformation zum Guardian™ Sensor 3 entnehmen.

ARTIKELLISTE

CGM-PRODUKTE

(Anlage 3)
gültig ab Januar 2019

Medtronic

Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis * (netto)	Preis* (brutto)
THERAPIESTART-PAKETE				
BNDE3000CGMNEU		CGM Therapiestart Guardian Link 3	1.548,90 €	1.843,19 €
1	MMT-7810W1	Guardian Link 3 Transmitter-Set		
3	MMT-7020C1	Guardian Sensor 3 - 5er Packung		
BNDE3000VEONEU		CGM Therapiestart MiniMed Veo	1.548,90 €	1.843,19 €
1	MMT-7774WE	MiniLink Transmitter		
3	MMT-7008A	Enlite Sensoren - 5er Packung		
BNDE3000GCTNEU		CGM Therapiestart Guardian Connect	1.548,90 €	1.843,19 €
1	MMT-7820WE	Transmitter-Set Guardian Connect		
1	MMT-7512WE	One-press serter		
3	MMT-7008A	Enlite Sensoren - 5er Packung		
BNDE3000GCMNEU		CGM Therapiestart Guardian Connect + Monitor	1.979,90 €	2.356,08 €
1	MMT-7820WE	Transmitter-Set Guardian Connect		
1	ACC-IPOD16WE	Guardian Connect Monitor		
1	MMT-7512WE	One-press serter		
3	MMT-7008A	Enlite Sensoren - 5er Packung		

TRANSMITTER-PAKETE				
BNDE3000CGMGL3		CGM Start-Set Guardian Link 3	797,48 €	949,00 €
1	MMT-7810W1	Guardian Link 3 Transmitter-Set		
1	MMT-7020D1	Guardian Sensor 3 - 1er Packung		
BNDE3000CGMVEO		CGM Start-Set MiniMed Veo	797,48 €	949,00 €
1	MMT-7774WE	MiniLink Transmitter		
1	MMT-7008B	Enlite Sensor - 1er Packung		
BNDE300TRANSGC		CGM Start-Set Guardian Connect	797,48 €	949,00 €
1	MMT-7820WE	Transmitter-Set Guardian Connect		
1	MMT-7512WE	One-press serter		
1	MMT-7008B	Enlite Sensor - 1er Packung		
BNDE300STARTGC		CGM Start-Set Guardian Connect + Monitor	1.227,48 €	1.460,70 €
1	MMT-7820WE	Transmitter-Set Guardian Connect		
1	ACC-IPOD16WE	Guardian Connect Monitor		
1	MMT-7512WE	One-press serter		
1	MMT-7008B	Enlite Sensor - 1er Packung		

Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis* (netto)	Preis* (brutto)
SENSOREN-PAKETE				
Guardian Sensor 3 (bis zu 7 Tage Laufzeit)				
1	MMT-7020C1	1 Monatspaket Sensoren (Guardian)	342,65 €	407,75 €
5	MMT-7020C1	6 Monatspaket Sensoren (Guardian)	1.636,13 €	1.946,99 €
11	MMT-7020C1	1 Jahrespaket Sensoren (Guardian)	3.020,17 €	3.594,00 €
Enhanced Enlite Sensor (bis zu 6 Tage Laufzeit)				
1	MMT-7008A	1 Monatspaket Sensoren (Enlite)	293,70 €	349,50 €
6	MMT-7008A	6 Monatspaket Sensoren (Enlite)	1.636,13 €	1.946,99 €
12	MMT-7008A	1 Jahrespaket Sensoren (Enlite)	3.020,17 €	3.594,00 €
1	BNDESENSORMEHR	1 Mehrbedarfspaket Sensoren (Enlite)	251,68 €	299,50 €

* alle Preisangaben sind ohne Gewähr